



## Droge Ogen Extra Comfort\*

### Gebruik.

Bij zeer droge, branderige of vermoeide ogen. Voor een drievoudig effect: diepe en intensieve smering, hydratatie, kalmering en verfrissing van het oogoppervlak bij een aanhoudend gevoel van zeer droge ogen. Dankzij de eigenschap om watermoleculen op te nemen, helpt het om de traanfilm opnieuw te integreren en te stabiliseren en om voldoende traanvocht in het oog te behouden. Ideaal in geval van niet-traumatische/niet-pathologische veranderingen van de traanfilm. Ook geschikt voor dragers van contactlenzen en gevoelige ogen.

- 10 ml steriele oplossing
- Geen conserveringsmiddelen
- Houdbaarheid van 3 maanden (na opening)

### Drievoudige effect: smeert, hydrateert en verfrist droge en vermoeide ogen.

Soms kunnen de ogen extra droog, branderig of vermoeid aanvoelen. Oorzaken zijn bijvoorbeeld langdurig lezen of schermgebruik, ouderdom, syndroom van Sjögren, verwarming, airconditioning, een operatie of het dragen van contactlenzen.

### Met hyaluronzuur en Aloë Vera (Aloe Barbadensis).

Similasan Droge Ogen Extra Comfort bevat hyaluronzuur en Aloë Vera (Aloe Barbadensis). Het hyaluronzuur in Similasan Droge Ogen Extra Comfort is niet van dierlijke oorsprong. De hoge concentratie hyaluronzuur (0,3%) zorgt voor intensieve verzorging en voor het gevoel van vocht, hydratatie en verfrissing. Aloë Vera (Aloe Barbadensis) gel (0,1%) verfrist en geeft verlichting aan de ogen, dankzij de verzachtende eigenschappen.

### Unieke druppelflacon.

Similasan Droge Ogen Extra Comfort is verpakt in een unieke druppelfles. Naast een handige vingergrip bevat de flacon een uniek maar eenvoudig te gebruiken druppelsysteem dat slechts één druppel tegelijk vrijgeeft. Deze combinatie maakt het doseren zeer eenvoudig. Bovendien blijft de vloeistof steriel tijdens gebruik. Hierdoor zijn conserveermiddelen niet nodig en kunnen de druppels na opening nog 3 maanden worden bewaard. De druppels zijn geschikt voor dragers van contactlenzen en worden ook goed verdragen tijdens intensief gebruik.

### Gebruik met contactlenzen.

Als u contactlenzen draagt, hoeft u ze niet uit te nemen voor het gebruik van oogdruppels.

### Vingerhuls-applicator met comfort-grip voor eenvoudiger druppelen

De unieke comfort-vingergreep maakt het gebruik van Similasan Droge Ogen Extra Comfort gemakkelijker in gebruik. De comfort-grip zorgt voor een betere grip en juiste dosering van de oogdruppels, voor hen die moeite hebben met het doseren van de oogdruppels.

### Dosering en gebruik.

**Volwassenen (12 jaar en ouder):** 1 druppel in elk oog, tot 5 keer per dag, in beide ogen. Similasan Droge Ogen Extra Comfort mag niet langer dan 30 dagen worden gebruikt.

*Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.*

Similasan Droge Ogen Extra Comfort kan bij kinderen van 3 tot 12 jaar worden gebruikt, op voorwaarde dat door een huisarts vooraf is vastgesteld dat de oogproblemen geen medische behandeling vereisen. **Kinderen van 3 tot 12 jaar: maximaal twee keer per dag in beide ogen 1 druppel.** Kinderen mogen Similasan Optimoist Extra Comfort niet langer dan 30 dagen gebruiken. Indien klachten aanhouden adviseren wij een arts te raadplegen. Kinderen kunnen het toedienen van oogdruppels als irritant ervaren. Wees daarom alert op onverwachte bewegingen van het kind om te voorkomen dat de flacon de oogbol raakt.

De flacon bevat 10 ml steriele oplossing (ongeveer 200 druppels). Er blijft altijd een kleine hoeveelheid vloeistof achter in de flacon. We raden aan om de inhoud van de flacon altijd door dezelfde persoon te laten gebruiken.

1. Verwijder de gekleurde dop van de flacon.
2. Houd de flacon op z'n kop. Plaats de flacon op z'n kop tussen duim en wijs-/middelfinger. Druk een paar keer op de onderkant totdat de eerste druppel valt. De druppelfacon is nu klaar voor gebruik.
3. Buig het hoofd achterover en trek het onderste ooglid iets naar beneden. Richt de druppelaar boven het oog. Druk met wijs-/middelfinger op de bodem van de flacon zodat er een druppel in het oog valt.
4. Sluit het oog langzaam, zodat de vloeistof gelijkmatig over het oogoppervlak wordt verdeeld. Sluit de flacon na gebruik met de dop.

### Wat moet u weten voordat u Similasan Droge Ogen Extra Comfort gebruikt?

Overschrijd de aangegeven dosering niet.

### Niet gebruiken bij:

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

### Verdraagzaamheid.

De speciale steriele druppelfacon maakt het gebruik van conserveermiddelen overbodig. Dit maakt de druppels goed te verdragen, zelfs voor gevoelige ogen en bij frequent gebruik.

### Andere waarschuwingen.

Raak het oogoppervlak niet aan met de druppelaar. Niet inslikken. Sluit de fles goed na elk gebruik. Steriel totdat het voor het eerst werd geopend.

### Ingrediënten.

Aloë Vera-gel (Aloe Barbadensis) 0,01 mg/ml, hyaluronzuur 0,03 mg/ml, dinatriumedetaat, isotonische gebufferde oplossing pH 7,2. Geen conserveringsmiddelen.

### Bewaren.

Bewaren tussen 5 °C en 35 °C.

### Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Na opening kan het product 3 maanden worden bewaard. Niet gebruiken na de vervaldatum.








### Persoonlijk advies.

Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Ga dan naar [www.mysimilasan.com](http://www.mysimilasan.com) of stuur een e-mail naar [info@similasan.nl](mailto:info@similasan.nl).

\*Dankzij de spray met gemakkelijke vingergrip

**Fabrikant**  
**Omisan** farmaceutici  
via Galilei  
Guidonia M. (Rm) Italy

**Distributeur:**  
Similasan Nederland BV  
Toernooiveld 200  
6525 EC Nijmegen

**Symbool:** Medisch hulpmiddel  0051  
 Fabrikant  LOT-Nummer  
 Vervaldatum  Bewaartemperatuur 5°C - 35°C  
 (JJJ-MM) Jaar-Maand  Lees de gebruiksaanwijzing!